

“Entwickelt  
für erstklassige  
Ergebnisse.

kraftvoll · flexibel · langlebig

**Der HSS-88 ist unser Bestseller:**  
Ein leistungsstarker Nasstrimmer mit  
höchster Schleifgeschwindigkeit.  
Der geräuscharme und vibrationsfreie  
Motor macht ihn besonders, und die  
Robustheit garantiert eine lange Lebens-  
dauer. Mehr Power gewünscht? Jetzt  
auch als extrastarke Version lieferbar!

**UNSER BEWÄHRTES ERFOLGSREZEPT:**

Wir vereinen Technologie, Erfahrung  
Kompetenz und Teamgeist.



**Immer für Sie da**

Sie möchten ein Angebot anfragen,  
Produkte bestellen oder haben Fragen  
zu Ihrer Bestellung, der Lieferung oder  
Garantie?

Wir freuen uns auf Ihren Anruf und  
helfen Ihnen gerne weiter.



[www.wassermann.hamburg](http://www.wassermann.hamburg)



[fb.com/WassermannDentalmaschinen](https://fb.com/WassermannDentalmaschinen)

**HSS-88**  
**HSS-88 Super\***

Auch in KFO-Version erhältlich.



Abb.: HSS-88 mit Diamantschleifscheibe

**Info-Hotline**

+49 (0)40 730 926-0



SCAN ME

## HSS-88 HSS-88 Super\*


**Erhältlich auch in KFO-Version:**  
Zum bissorientierten Trimmen  
von Kiefermodellen

QUALITY MADE IN GERMANY SINCE 1927

### Warum ein Produkt von Wassermann?

Wassermann-Produkte werden aus hochwertigen Materialien gefertigt, und der Kunststoffanteil wird bewusst so gering wie möglich gehalten. Unsere Geräte sind bekannt für ihre hohe **Alltagstauglichkeit, Funktionalität und Langlebigkeit.**

Daraus resultiert ein hohes Vertrauen der Anwender in die Marke Wassermann.



### Die wichtigsten Features auf einen Blick:

- Noch stärker, noch effizienter, noch edler
- Kompatibel mit allen Wassermann Schleifscheiben
- Drehmomentstarker und wartungsfreier Motor
- Kräftige Scheiben- und Innenraumspülung
- Stabiler, oxidationsfreier Arbeitstisch mit Seitenöffnungen
- Serienmäßig mit automatischer Wasserzuführung ausgestattet
- Umfassende Erweiterungsmöglichkeiten
- bewährte Metallkonstruktion mit edler Front aus Edelstahl garantiert Standfestigkeit und Robustheit
- Großer Arbeitsausschnitt von 10,5 x 13,5 cm

#### Artikelnummern des HSS-88:

- 168998:** HSS-88 inkl. Diamantschleifscheibe
- 168996:** HSS-88 inkl. Dia-Quick-Schleifscheibe, teildiamantiert
- 168999:** HSS-88 inkl. Korundschleifscheibe
- 168991:** HSS-88 inkl. Folienschleifscheibe
- 168997:** HSS-88 ohne Schleifscheibe

#### Alle Artikelnummern des HSS-88 Super\*:

- 168988:** HSS-88 Super inkl. Diamantschleifscheibe
- 168989:** HSS-88 Super inkl. Korundschleifscheibe
- 168987:** HSS-88 Super ohne Schleifscheibe

#### Einzelne Komponenten für KFO-Ausstattung:

- 168140:** HSS-88 Schleifvorrichtung KMS nach Begg
- 168120:** HSS-88 Richtlicht-Laser
- 168088:** HSS-88 Super Richtlicht-Laser
- 164034:** Schablone für OK zum Trimmen der UK-Tuberebene

### Technische Daten

Leistung: 1.000 W / \*1.500 W  
Stromaufnahme: 4,6A / \*6,5A

Basis-Maße B x H x T (max.): 330 x 335 x 410 mm  
Gewicht, ohne Schleifscheibe: 20,0 kg / \* 22,5 kg

Schallpegel: ≤ 70 dB (A)  
Drehzahl: 3000 min<sup>-1</sup>

### Info & Beratung:

Wassermann Dental-Maschinen GmbH  
Rudorffweg 15 - 17  
21031 Hamburg, Germany

Tel: +49 (0)40 730 926-0  
www.wassermann-dental.com  
sales@wassermann-dental.com